


НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОЧЕТОЧНИКОВОГО СТЕНТА ОДНОПЕТЛЕВОГО BLUESMONO



- ✓ Материал изготовления стента — рентгеноконтрастный полиуретан, биосовместимый с внутренней средой организма, позволяет устанавливать изделие на срок до 2-х суток.
- ✓ Длина стента (70 см) позволяет применять изделие для наружного дренирования.
- ✓ Один завиток по типу пигтейл надёжно фиксирует изделие в почке.
- ✓ Прямой конец однопетлевого стента для выхода наружу позволяет производить наружное дренирование.
- ✓ Гидрофильное покрытие улучшает скольжение поверхности изделия, что обеспечивает его atraumaticкую установку.
- ✓ Коннектор для мочеёмника присоединяется к мочеёмнику.

Размерный ряд

Диаметр стента, Fr	Длина стента, см	REF. Тип конца стента		Вид струны
		Без гидрофильного покрытия	С гидрофильным покрытием	
5	70	USM-05-70-G-SB	—	стальная
6	70	USM-06-70-G-SB	USM-06-70-H-G-SB	стальная
7	70	USM-07-70-G-SB	—	стальная

Упаковка (инд./гр./тр.) 1/5/100

Комплектация набора

1. Однопетлевой стент.
2. Струна-проводник:
 - стальная с ПТФЭ-покрытием;
 - нитиноловая с гидрофильным покрытием.
3. Коннектор для мочеёмника.