






Урология

Marflow AG
Soodstrasse 57
CH-8134 Adliswil/Zurich
Switzerland
Phone +41 44 709 01 01
Fax +41 44 710 21 36
email: marflow@bluewin.ch
www.marflow.ch

MarFlow[®]
MEDICAL EQUIPMENT

Нефростомические дренажные системы "PIGTAIL"

Удобный в использовании, полный комплект инструментов для размещения дренажного катетера - дизайн pigtail. Мягкий полиуретан, из которого изготовлен катетер, обеспечивает превосходную биосовместимость и дренирование. Высокая рентгеноконтрастность дает возможность точного размещения.



Нефростомические дренажные системы "PIGTAIL"

комплект включает:

1. Пункционную трехсоставную иглу
2. Проволочный направитель, 150 см, J-образный, с жесткой сердцевиной, тефлоновое покрытие 0, 038"
3. Фасциальные дилататоры с гидрофильным покрытием, 20 см
4. Дренажный катетер PIGTAIL с гидрофильным покрытием, 30 см
5. Коннектор для присоединения мочеприемника
6. Скальпель

Номер артикула	Описание – PIGTAIL	Шр/СН	С фасциальным дилататором
PDS-P 6	Набор для чрескожного дренажа	6	5 – 7 – 6
PDS-P 7	Набор для чрескожного дренажа	7	6 – 7 – 8
PDS-P 8	Набор для чрескожного дренажа	8	7 – 8 – 9
PDS-P 9	Набор для чрескожного дренажа	9	7 – 8 – 9 – 10
PDS-P 10	Набор для чрескожного дренажа	10	6 – 8 – 10 – 12
PDS-P 12	Набор для чрескожного дренажа	12	6 – 8 – 10 – 12 – 14
PDS-P 14	Набор для чрескожного дренажа	14	6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16

Номер артикула	Только катетеры PIGTAIL	Шр/СН
PCN-P 6	Набор для чрескожного дренажа	6
PCN-P 7	Набор для чрескожного дренажа	7
PCN-P 8	Набор для чрескожного дренажа	8
PCN-P 9	Набор для чрескожного дренажа	9
PCN-P 10	Набор для чрескожного дренажа	10
PCN-P 12	Набор для чрескожного дренажа	12
PCN-P 14	Набор для чрескожного дренажа	14

Marflow AG

Soodstrasse 57

CH-8134 Adliswil/Zurich

Switzerland

Phone +41 44 709 01 01

Fax +41 44 710 21 36

email: marflow@bluewin.ch

www.marflow.ch

